



- *Languette d'ouverture pelable.*
- *Languette adhésive au dos pour une suspension fiable.*
- *Activation instantanée : solution saline stérile intégrée, une simple pression et elle est prête à l'emploi.*
- *Le guide d'insertion amovible permet une meilleure prise et un meilleur contrôle, sans toucher la sonde.*

*Fabrication sans PVC, phtalates ni latex.*



*Les sondes LoFric sont recouvertes du revêtement unique de Technologie Urotonic™. Ainsi, elles demeurent souples et sûres, à l'insertion et au retrait.†*

• *Orifices lisses.*



*Pliable - tient dans la poche pour plus de discrétion.*



*Boîte pratique.*

### Recommandation d'utilisation

La sonde urinaire à usage unique LoFric® Origo™ est indiquée pour le sondage intermittent.

### Stérilisation et durée de conservation

Stérilisée par irradiation. À utiliser avant la date de péremption figurant sur l'emballage.

### Conditionnement

30 sondes par boîte. 4 boîtes par carton de transport.

### Composition

**Revêtement hydrophile :** polyvinyle pyrrolidone (PVP).

**Sonde :** élastomère à base de polyoléfine (POBE).

**Sachet :** feuille laminée de polyéthylène téréphtalate (PET), aluminium et polyéthylène (PE). Eau stérile contenant du chlorure de sodium (NaCl).

**Emballage individuel :** couche supérieure : feuille laminée de polyéthylène téréphtalate (PET) et polyéthylène (PE).

Couche inférieure : polyoléfine.

### La gamme

Référence	Type	Longueur	Taille
442 08 70	LoFric® Origo™ Nelaton (pédiatrique)	30 cm	CH 08
442 10 70	LoFric® Origo™ Nelaton (pédiatrique)	30 cm	CH 10
442 12 70	LoFric® Origo™ Nelaton (pédiatrique)	30 cm	CH 12
443 10 70	LoFric® Origo™ Nelaton (homme)	40 cm	CH 10
443 12 70	LoFric® Origo™ Nelaton (homme)	40 cm	CH 12
443 14 70	LoFric® Origo™ Nelaton (homme)	40 cm	CH 14
443 16 70	LoFric® Origo™ Nelaton (homme)	40 cm	CH 16
443 18 70	LoFric® Origo™ Nelaton (homme)	40 cm	CH 18
444 10 70	LoFric® Origo™ Tiemann (homme)	40 cm	CH 10
444 12 70	LoFric® Origo™ Tiemann (homme)	40 cm	CH 12
444 14 70	LoFric® Origo™ Tiemann (homme)	40 cm	CH 14
444 16 70	LoFric® Origo™ Tiemann (homme)	40 cm	CH 16
444 18 70	LoFric® Origo™ Tiemann (homme)	40 cm	CH 18

*Remboursement sécurité sociale à 60% ou 100% pour le patient en A.L.D. Inscrit sur la LPPR sous la référence 6161359.*

LoFric Origo est un dispositif médical de Classe I stérile, à usage unique. Organisme notifié N°2797.  
Lire attentivement le mode d'emploi.

Chez Wellspect, nous développons des solutions innovantes de soins de l'incontinence qui changent la vie des gens. Nous nous engageons à encourager nos utilisateurs à développer leur confiance en eux, leur indépendance et leur bien-être, ainsi qu'à être en bonne santé. Nous sommes à la tête de l'industrie depuis plus de 30 ans avec nos marques de produits LoFric®. Nous créons des produits fiables et conviviaux pour la gestion de la vessie et de l'intestin avec le moins d'impact possible sur l'environnement. Nous nous efforçons avec passion d'avoir une empreinte carbone neutre et travaillons en étroite collaboration avec les utilisateurs et les professionnels de santé qui nous incitent constamment à améliorer nos produits et services de manière durable, maintenant et pour l'avenir.

**Wellspect. Une vraie différence.**

Pour plus d'informations sur nos produits et notre initiative Advancing Continence Care Together (ACCT), veuillez visiter <https://www.wellspect.fr>.

Suivez-nous sur Facebook et Instagram.

<https://www.wellspect.fr>

