



Embout Luer-lock. Un type de connecteur sûr qui limite le risque d'éclaboussure et d'exposition involontaire. La solution d'instillation est maintenue complètement fermée.\*

Le connecteur a une couleur différente en fonction du diamètre de la sonde (CH).

Languette adhésive au dos pour une suspension fiable.

Fabrication sans PVC, ni phtalates ni latex.



Les sondes LoFric sont recouvertes du revêtement unique de Technologie Urotonic™. Ainsi, elles restent souples et sûres, à l'insertion comme au retrait.<sup>1,2</sup>

Orifices lisses.<sup>3,4</sup>



Nelaton Tiemann

### Utilisation

La sonde urinaire hydrophile à usage unique LoFric® Insti-Cath™ est destinée au traitement par instillation vésicale intermittent.

### Stérilisation et durée de conservation

Stérilisée à l'oxyde d'éthylène (gaz). À utiliser avant la date de péremption figurant sur l'emballage.

### Conditionnement

10 sondes emballées individuellement par boîte. Conditionnement pour le transport : comprend 7 boîtes.

### Matériaux

**Revêtement de surface hydrophile :** polyvinyle pyrrolidone (PVP) et chlorure de sodium (NaCl).

**Sonde :** élastomère à base de polyoléfine (POBE).

**Emballage unique :** papier vernis, film laminé de polypropylène (PP)/polyamide (PA)/polyéthylène (PE).

### Gamme de produits

Référence	Type	Longueur	Taille
407 08 70	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (homme)	40 cm	CH 08
407 10 70	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (homme)	40 cm	CH 10
407 12 70	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (homme)	40 cm	CH 12
407 14 70	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (homme)	40 cm	CH 14
408 08 70	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (femme)	20 cm	CH 08
408 10 70	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (femme)	20 cm	CH 10
408 12 70	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (femme)	20 cm	CH 12
408 14 70	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (femme)	20 cm	CH 14
409 12 70	LoFric® Insti-Cath™ Tiemann (homme)	40 cm	CH 12
440 08 70	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (pédiatrique)	20 cm	CH 08
440 10 70	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (pédiatrique)	20 cm	CH 10

\*Instillez uniquement des solutions approuvées pour l'administration intravésicale et conformément aux instructions.



Emballage pratique.

LoFric Insti-Cath est un dispositif médical de Classe I stérile, à usage unique.

Organisme notifié N°2797.

Lire attentivement le mode d'emploi.

### Références

1. Waller L, Telander M, Sullivan L. The importance of osmolality in hydrophilic urethral catheters: a crossover study. *Spinal Cord*. Apr 1997;35(4):229-233.
2. Dunger et al. A short water deprivation test incorporating urinary arginine vasopressin estimations for the investigation of posterior pituitary function in children. *Acta Endocrinol* 1988;117:13-18.
3. Lundgren J, Bengtsson O, Israelsson A, Jonsson AC, Lindh AS, Utas J. The importance of osmolality for intermittent catheterization of the urethra. *Spinal Cord*. Jan 2000; 38(1):45-50.
4. Newman, Rovner and Wein. *Clinical Application of Urologic Catheters, Devices and Products*. Book chapter, Springer 2018: page 51.

Chez Wellspect, nous développons des solutions innovantes de soins de l'incontinence qui améliorent la qualité de vie des personnes souffrant de problèmes vésicaux et intestinaux. Nous incitons nos utilisateurs à développer leur confiance en soi et leur indépendance, ainsi qu'une bonne santé et leur bien-être. Nous sommes un des leaders du secteur depuis plus de 40 ans avec nos marques de produits LoFric®. Nous cherchons toujours à minimiser l'impact environnemental de nos produits et nous nous efforçons avec passion de devenir climatiquement neutres. Nous collaborons avec les utilisateurs et les professionnels de santé pour améliorer les résultats cliniques de manière durable, aujourd'hui et pour l'avenir.

**Wellspect. Une Vraie Différence.**

Pour plus d'informations sur nos produits et services, veuillez consulter le site [Wellspect.fr](https://wellspect.fr)

Participez aux conversations sur LinkedIn, X, Facebook et Instagram.

[wellspect.fr](https://wellspect.fr)

Wellspect SAS, Le Colbert, 7 Ter rue de la Porte de Buc, 78008 Versailles Cedex, France.

Tel: +33 (0) 1 30 97 66 33.

LoFric



Fabricant: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.  
Phone: +46 31 376 40 00. [www.wellspect.com](https://www.wellspect.com)

CE 2797

Rx Only