



• Languette d'ouverture pelable.

• Languette adhésive au dos pour une suspension fiable.

• Activation instantanée : solution saline stérile intégrée, une simple pression et elle est prête à l'emploi.

• Le guide d'insertion amovible permet une meilleure prise et un meilleur contrôle, sans toucher la sonde.

Fabrication sans PVC  
ni phtalates ni latex.



Les sondes LoFric sont recouvertes du revêtement unique de Technologie Urotonic™. Ainsi, elles demeurent souples et sûres, à l'insertion et au retrait.<sup>1,2</sup>

• Orifices lisses.<sup>3,4</sup>



Pliable – tient dans la poche pour plus de discrétion.



Nelaton Tiemann Flexible

### Description du produit

LoFric® Origo™, sonde urinaire hydrophile à usage unique avec solution saline pour activation.

### Stérilisation et durée de conservation

Stérilisée par irradiation. À utiliser avant la date de péremption figurant sur l'emballage.

### Conditionnement

30 sondes par boîte.  
4 boîtes par carton de transport.

### Composition

**Revêtement hydrophile :** polyvinyle pyrrolidone (PVP).

**Sonde :** Élastomère à base de polyoléfine (POBE).

**Sachet :** Feuille laminée de polyéthylène téréphtalate (PET), aluminium et polyéthylène (PE). Eau stérile contenant du chlorure de sodium (NaCl).

**Emballage individuel :**  
Couche supérieure : feuille laminée de polyéthylène téréphtalate (PET) et polyéthylène (PE).  
Couche inférieure : polyoléfine.

### Gamme de produits

Référence	Type	Longueur	Taille
442 08 00	LoFric® Origo™ Nelaton (pédiatrique)	30 cm	CH 08
442 10 00	LoFric® Origo™ Nelaton (pédiatrique)	30 cm	CH 10
442 12 00	LoFric® Origo™ Nelaton (pédiatrique)	30 cm	CH 12
443 10 00	LoFric® Origo™ Nelaton (homme)	40 cm	CH 10
443 12 00	LoFric® Origo™ Nelaton (homme)	40 cm	CH 12
443 14 00	LoFric® Origo™ Nelaton (homme)	40 cm	CH 14
443 16 00	LoFric® Origo™ Nelaton (homme)	40 cm	CH 16
443 18 00	LoFric® Origo™ Nelaton (homme)	40 cm	CH 18
444 10 00	LoFric® Origo™ Tiemann (homme)	40 cm	CH 10
444 12 00	LoFric® Origo™ Tiemann (homme)	40 cm	CH 12
444 14 00	LoFric® Origo™ Tiemann (homme)	40 cm	CH 14
444 16 00	LoFric® Origo™ Tiemann (homme)	40 cm	CH 16
444 18 00	LoFric® Origo™ Tiemann (homme)	40 cm	CH 18
445 12 00	LoFric® Origo™ Flexible (homme)	40 cm	CH 12
445 14 00	LoFric® Origo™ Flexible (homme)	40 cm	CH 14
445 16 00	LoFric® Origo™ Flexible (homme)	40 cm	CH 16

Tous les produits sont disponibles en pack d'échantillons, 5 cathéters. Pour commander, remplacez les deux derniers chiffres du numéro de référence par 05.



Emballage pratique.



Boîte de 5 échantillons sur demande.

**LoFric® Origo™**



## Références

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

Chez Wellspect, nous développons des solutions innovantes de soins de l'incontinence qui améliorent la qualité de vie des personnes souffrant de problèmes vésicaux et intestinaux. Nous incitons nos utilisateurs à développer leur confiance en soi et leur indépendance, ainsi qu'une bonne santé et leur bien-être. Nous sommes à la tête de l'industrie depuis plus de 40 ans avec nos marques de produits LoFric<sup>®</sup> et Navina<sup>™</sup>. Nous cherchons toujours à minimiser l'impact environnemental de nos produits et nous nous efforçons avec passion de devenir climatiquement neutres. Nous collaborons avec les utilisateurs et les professionnels de santé pour améliorer les résultats cliniques de manière durable, aujourd'hui et pour l'avenir.

### **Wellspect. A Real Difference.**

Pour plus d'informations sur nos produits et services, veuillez consulter le site [Wellspect.ch](http://Wellspect.ch)  
Participez aux conversations sur LinkedIn, X, Facebook et Instagram.

## [wellspect.ch](http://wellspect.ch)

Wellspect AG, Täfernweg 1, CH-5405 Baden-Dättwil, Suisse.

Téléphone : +41 (0) 800 620 240. [www.wellspect.ch](http://www.wellspect.ch)

### LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.  
Phone: +46 31 376 40 00. [www.wellspect.com](http://www.wellspect.com)

