

### Description du produit

LoFric® Origo™, sonde urinaire hydrophile à usage unique avec solution saline pour activation.

### Stérilisation et durée de conservation

Stérilisée par irradiation. À utiliser avant la date de péremption figurant sur l'emballage.

### Conditionnement

30 sondes par boîte.  
4 boîtes par carton de transport.

5 cathéters par pack d'échantillons.

### Composition

**Revêtement hydrophile :** polyvinyle pyrrolidone (PVP).

**Sonde :** Élastomère à base de polyoléfine (POBE).

**Sachet :** Feuille laminée de polyéthylène téréphtalate (PET), aluminium et polyéthylène (PE). Eau stérile contenant du chlorure de sodium (NaCl).

**Manchon:** polyéthylène (PE)

**Emballage individuel :**  
Couche supérieure : feuille laminée de polyéthylène téréphtalate (PET) et polyéthylène (PE).  
Couche inférieure : polyoléfine.

### Gamme de produits

Référence	Type	Longueur	Taille
44612 00	LoFric® Origo™ Sleeve Nelaton (homme)	40 cm	CH 12
44614 00	LoFric® Origo™ Sleeve Nelaton (homme)	40 cm	CH 14
44616 00	LoFric® Origo™ Sleeve Nelaton (homme)	40 cm	CH 16
44812 00	LoFric® Origo™ Sleeve Flexible (homme)	40 cm	CH 12
44814 00	LoFric® Origo™ Sleeve Flexible (homme)	40 cm	CH 14
44816 00	LoFric® Origo™ Sleeve Flexible (homme)	40 cm	CH 16


Tous les produits sont disponibles en pack d'échantillons, 5 cathéters. Pour commander, remplacez les deux derniers chiffres du numéro de référence par 05.



Emballage pratique.



Pack d'échantillons, 5 cathéters.



Boucle sur la languette d'ouverture.

Languette adhésive au dos pour une suspension fiable.

Activation instantanée : solution saline stérile intégrée, une simple pression et elle est prête à l'emploi.

Gaine protectrice permettant un contrôle optimal et une utilisation sans toucher la sonde

Fabrication sans PVC ni phtalates ni latex.



Les sondes LoFric sont recouvertes du revêtement unique de Technologie Urotonic™. Ainsi, elles demeurent souples et sûres, à l'insertion et au retrait.<sup>1,2</sup>

Orifices lisses.<sup>3,4</sup>

Poignée à manchon pinçable.



Pliable – tient dans la poche pour plus de discrétion.



Nelaton Flexible

**LoFric® Origo™**



## Références

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

Chez Wellspect, nous développons des solutions innovantes de soins de l'incontinence qui améliorent la qualité de vie des personnes souffrant de problèmes vésicaux et intestinaux. Nous incitons nos utilisateurs à développer leur confiance en soi et leur indépendance, ainsi qu'une bonne santé et leur bien-être. Nous sommes un des leaders du secteur depuis plus de 40 ans avec nos marques de produits LoFric®. Nous cherchons toujours à minimiser l'impact environnemental de nos produits et nous nous efforçons avec passion de devenir climatiquement neutres. Nous collaborons avec les utilisateurs et les professionnels de santé pour améliorer les résultats cliniques de manière durable, aujourd'hui et pour l'avenir.

### **Wellspect. Une Vraie Différence.**

Pour plus d'informations sur nos produits et services, veuillez consulter le site [Wellspect.ch](https://www.wellspect.ch)  
Participez aux conversations sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram.

## wellspect.ch

Wellspect AG, Täferweg 1, CH-5405 Baden-Dättwil, Suisse.  
Téléphone : +41 (0) 800 620 240. [www.wellspect.ch](https://www.wellspect.ch)

### LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.  
Phone: +46 31 376 40 00. [www.wellspect.com](https://www.wellspect.com)

